

1. À propos de la thérapie à la paraffine

Le bain de paraffine *MSD Para Pro* est la solution idéale pour appliquer une thérapie thermique aux patients souffrant d'arthrite ou d'autres maladies rhumatismales. La chaleur permet d'améliorer la circulation sanguine et de relâcher les muscles, ce qui atténue la douleur engendrée par l'arthrite, l'ostéoarthrite et la fibromyalgie. La cire de paraffine peut même adoucir une peau durcie par la sclérodermie. Elle améliore l'élasticité de la peau, en facilitant les mouvements et la mobilité, surtout de la peau à la surface des mains. Mais la cire de paraffine présente bien d'autres avantages. Étant donné que les traitements à la cire de paraffine sont un type de thérapie par la chaleur, ils sont bien souvent utilisés pour les problèmes musculaires, tendineux et ligamenteux. Comme pour les problèmes liés à l'arthrite, ils améliorent la circulation sanguine, atténuent les raideurs articulaires et réduisent la douleur. Ils sont également utilisés pour soigner les bursites, les tendinites, les entorses et les élongations.

Le bain de paraffine *MSD Para Pro* peut également être utilisé dans le cadre de traitements esthétiques, qui sont devenus très populaires au cours des dernières années en Europe, en Amérique et en Asie du Sud-est. Son usage n'est pas limité au visage, il peut fournir un traitement pour le corps dans son ensemble. Le traitement à la paraffine est la méthode idéale pour lisser et adoucir une peau sèche et rugueuse, ce qui lui a valu son surnom de « Masque de cristal » en raison de ses résultats exceptionnels. Les vitamines et les éléments nutritifs de la paraffine, libérés par la fonte, ont un effet bénéfique pour la peau.

Dès que la paraffine fondue entre en contact avec la peau, elle se solidifie instantanément, en formant une couche isolante. Cela contribuera à stimuler la circulation sanguine, à accroître l'absorption d'éléments nutritifs, à atténuer les rides et à hydrater la peau, en lui rendant tout son éclat. Le traitement à la paraffine peut aisément être appliqué aux mains, au cou, à la poitrine, aux jambes et aux pieds, et répondra aux exigences de perfection du client.

2. Pour commencer

Ce bain de paraffine est pourvu d'un thermostat électronique d'une plage de températures allant de 40°C à 60°C. Branchez l'unité sur une prise avec mise à la terre d'une tension appropriée (220 V, 50/60Hz). Veillez à ce que le dispositif soit installé sur une surface plane et à l'écart d'une fenêtre où donne le soleil, d'un radiateur ou de toute autre source de chaleur.

Introduisez la paraffine dans le bain. Afin d'accélérer la fonte, placez le thermostat sur « 10 » pendant une heure et réduisez ensuite vers 56°C ou moins. Ne jamais plonger une partie du corps quand la température est supérieure à 56°C. Ce dispositif est conçu pour rester allumé 24 heures sur 24. En cas d'utilisation normale, le témoin lumineux s'allumera et s'éteindra par intermittence. Lorsque vous ne l'utilisez pas, veillez à toujours remettre le couvercle.

3. Le traitement

Les mains

1. Enlevez tous les bijoux. Désinfectez complètement la peau.
2. Utilisez un mouchoir en papier pour sécher soigneusement les mains.
3. Appliquez une émulsion au collagène sur les mains et massez jusqu'à absorption complète.
4. Testez la température avant d'y plonger les mains. Trempez doucement la main dans la cire fondue et retirez-la. Répétez ce geste à cinq reprises, jusqu'à ce qu'une couche de cire de 5 à 10 mm se soit formée.
5. Enfilez le gant en plastique sur votre main.
6. Placez la main dans une serviette gant afin de conserver la chaleur.
7. Détendez-vous et laissez agir la cire pendant 10 minutes.
8. Retirez-la comme un gant et jetez-la.
9. Appliquez un hydratant dès que vous avez enlevé la cire, car les pores sont ouverts et à même de l'absorber plus facilement.

Le visage

1. Introduisez la brosse dans le bain pendant cinq minutes afin de l'adoucir.
2. Nettoyez le visage, séchez-le, appliquez ensuite une émulsion au collagène sur le visage et massez jusqu'à ce qu'elle soit absorbée.
3. Testez la température et placez un disque en coton sur les yeux.
4. Utilisez la brosse pour appliquer la cire sur le visage.
5. Placez la gaze sur le visage.
6. Appliquez la cire sur la gaze à trois ou quatre reprises afin d'obtenir le meilleur résultat.
7. Détendez-vous et laissez agir la cire pendant 15 minutes.
8. Retirez la gaze du visage et jetez-la.
9. Appliquez un hydratant dès que vous avez enlevé la cire, car les pores sont ouverts et à même de l'absorber plus facilement.

Les pieds

1. Nettoyez le pied, désinfectez complètement la peau, séchez-la, appliquez ensuite une émulsion au collagène sur le pied et massez jusqu'à ce qu'elle soit absorbée.
2. Testez la température avant d'y plonger le pied. Trempez doucement le pied dans la cire fondue et retirez-le. Répétez ce geste à cinq reprises, jusqu'à ce qu'une couche de cire de 5 à 10 mm se soit formée.
3. Enfilez le chausson en plastic sur le pied.
4. Placez le pied dans une serviette chausson afin de conserver la chaleur.
5. Détendez-vous et laissez agir la cire pendant 10 minutes.
6. Retirez-la comme un chausson et jetez-la.
7. Appliquez un hydratant dès que vous avez enlevé la cire, car les pores sont ouverts et à même de l'absorber plus facilement.

Note :

- Pour des raisons de santé, utilisez des bains de paraffine différents pour les mains, les pieds et le corps.
- Ne réutilisez pas la cire

4. Contre-indications

- N'ayez pas recours au traitement à la paraffine en cas de :
 - blessures ouvertes
 - irritation de la peau
 - infection de la peau
 - sensibilité thermique amoindrie.

5. Entretien

Avant chaque utilisation, vérifiez que le niveau de paraffine se situe entre les valeurs minimales et maximales. Quand le niveau est trop bas, remplissez de paraffine pour atteindre un niveau approprié.

Ne pas mettre sous tension sans paraffine dans le bain.

Ne pas ajouter d'autres produits à la paraffine dans le bain, car cela pourrait modifier le point de fonte et pourrait porter atteinte aux applications de contrôle et de commande de la machine.

6. Le nettoyage

- Après 50 traitements, la crasse et d'autres impuretés indésirables pourraient s'accumuler au fond du réservoir de cire. Le cas échéant, la cire devrait être retirée.
- Mettez hors tension, attendez que la paraffine refroidisse, sèche et durcisse.
- Afin de retirer le bloc de paraffine solide du dispositif, allumez-le pendant quelques minutes sur 10 jusqu'à ce que les bords de la paraffine commencent à fondre et que les côtés ramollissent. Poussez sur un côté du bloc afin de l'incliner. Sortez le bloc du bain.

- Mettez hors tension et utilisez une lingette afin de nettoyer le bain. Utilisez un purificateur de cire pour éliminer méticuleusement les couches de cires impures.
- Remplissez avec de la nouvelle paraffine et l'appareil est prêt à être utilisé.

7. Avertissement

- Ne pas remplir le bain de paraffine d'eau ni l'immerger dans l'eau. Cette opération pourrait engendrer des dégâts irréparables.
- En cas de dysfonctionnement de l'appareil, ne tentez pas de le réparer vous-même. Veuillez contacter votre revendeur le plus proche pour une vérification et une réparation.
- Veillez à ce que la machine soit sur une surface sèche et stable.
- Utilisez toujours le bain de paraffine dans un endroit bien aéré.
- Quand vous ne l'utilisez pas, placez toujours le couvercle sur le bain.

8. Accessoires

Le liquide purificateur, la paraffine, les gants à pellicule rétractable, les chaussons à pellicule rétractable, les serviettes, la brosse, la gaze, l'émulsion au collagène, etc. mentionnés dans ce manuel doivent être achetés séparément.

9. Spécifications

Dimension	39 x 25 x 18cm (L x l x h)
Poids net	3.1 kg
Alimentation électrique	220V — 50Hz/60Hz
Consommation électrique	150 W
Température d'utilisation	40°C – 60°C
Précision de température	Réglage de la température ± 1.5 °C
Capacité paraffine	2 à 3 kg (niveau valeurs min – max)
Durée d'utilisation	24/7

Produced for and distributed by

MSD Europe bvba

Westdijk 150

2830 Tiselt

Belgium

www.msd-europe.com

Les informations contenues dans ce manuel peuvent être modifiées sans avis préalable. © 2013 MSD Europe, tous droits réservés.